

# ATRAUMAN AG 10 x 10cm 1 szt.



Cena: 15,66 PLN

## Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	HARTMANN
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	Emplastry antimicrobiotica

## Opis produktu

### ATRAUMAN AG 10cm x 10cm 1 sztuka

Do leczenia ran przewlekłych, takich jak owrzodzenie żyłne podudzi, owrzodzenie w przebiegu stopy cukrzycowej oraz odleżyn.

Atrauman Ag to nieprzywierająca warstwa kontaktowa. Materiał nośny składa się z włókien poliamidowych pokrytych srebrem elementarnym. Jest impregnowany maścią na bazie triglicerydów (tłuszczów obojętnych) niezawierającą substancji czynnych. Miękki, cienki i łatwy do układania materiał nośny zapewnia dobry kontakt z podłożem rany. Powierzchnia materiału nośnego i maść zapobiegają przyklejaniu się opatrunku do rany, dzięki czemu można go atraumatycznie zmieniać. Atrauman Ag działa jak opatrunek barierowy z maścią zawierającą srebro. Maść chroni brzegi rany, zapobiegając maceracji. Nie zawiera substancji czynnych ani parafiny.

### Zastosowanie:

Do leczenia ran przewlekłych, takich jak owrzodzenie żyłne podudzi, owrzodzenie w przebiegu stopy cukrzycowej oraz odleżyn. Nadaje się również do leczenia ostrych oparzeń maksymalnie II stopnia.

### Sposób użycia:

Należy wyjąć Atrauman Ag wraz z dwiema papierowymi nakładkami osłaniającymi z opakowania jednostkowego i w razie potrzeby odpowiednio przyciąć go do wielkości rany, aby zaaplikować go z zachowaniem warunków sterylności.

Atrauman Ag powinien wystawać poza ranę i mieć w przybliżeniu wielkość zbliżoną do rozmiarów opatrunku wtórnego. Usunąć nakładkę osłaniającą z jednej strony. Można albo przyłożyć opatrunek stroną bez papieru do rany, a następnie usunąć pozostałą nakładkę osłaniającą, albo za pomocą sterylnej pincety lub sterylnych rękawiczek zdjąć opatrunek Atrauman Ag z drugiej nakładki osłaniającej i przyłożyć go do rany.

W celu pochłaniania wydzieliny z rany należy na opatrunku Atrauman Ag zastosować odpowiedni jałowy opatrunek wtórny (opatrunek chłonny lub superabsorbpcyjny) zgodnie z jego instrukcją stosowania.

Opatrunek Atrauman Ag powinien być zmieniany podczas każdej zmiany opatrunku. Czas użycia opatrunku nie powinien przekraczać siedmiu dni.

### Skład:



Materiał nośny składa się z elementarnego srebra w osłonie wykonanej z włókien poliamidowych. Jest impregnowany maścią na bazie trójglicerydów (tłuszczów obojętnych) niezawierającą substancji czynnych. Maść zawiera (według INCI): Caprylic/Capric/Myristic/Stearic Triglyceride; Bis-diglycerylpolyacyladipate-2 i Macrogol 2000.