

GRUSZKA GUMOWA Z MIĘKKĄ KOŃCÓWKĄ KEJ nr 11



Cena: 18,00 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

GRUSZKA GUMOWA Z MIĘKKĄ KOŃCÓWKĄ KEJ nr 11

Gruszka z miękką końcówką nr 11 o pojemności 230ml, stosowana do irygacji u osób dorosłych.

Ten wyrób medyczny przeznaczony jest do usuwania wydzieliny z nosa w przypadku przeziębienia i infekcji górnych dróg oddechowych oraz zapobiegania stanom zapalnym uszu.

Sposób użycia:

Miękką końcówkę gruszki należy bardzo delikatnie wsunąć w otwory anatomiczne nosa lub uszu i wykonać czynności udrażniającą, czyszczącą poprzez zassanie.

Przed i po użyciu należy gruszkę umyć w ciepłej wodzie z mydłem, a następnie wygotować w wodzie przez 10 minut.

Gruszkę należy stosować wyłącznie u jednej osoby!

Produkt polski.